



# 全球第一台 模組化動物治療機

Polyter Vet是全球第一台動物專用的模組化物理治療設備！方便攜帶及多功能模組化設計，對於同時擁有多工作站的獸醫診所，或實現居家照護服務的獸醫師們，提供了完美的解決方案。



附輪拉桿式設計  
輕巧方便攜帶



獨立模組  
可隨需求  
變更治療功能



為各體型寵物  
提供理想的  
治療解決方案



標配電池與  
插電二用設計



可同時支援四種物理治療模式

- ▶ 深層熱療 TECAR
- ▶ 超音波 ULTRASOUND
- ▶ 電療 ELECTROTHERAPY
- ▶ 磁場治療 MAGNETOTHERAPY
- ▶ 雷射治療 LASERTHERAPY




## 治療案例



磁場治療



電療  
(海綿式)



電療  
(貼片式)



深層熱療

# 六大物理治療模式

## 低能量雷射



- ▶ 能量：25mW (最高 500mW )
- ▶ 波長：905nm
- ▶ 頻率：200 ~ 10,000Hz



## 超音波

- ▶ 多段頻率：1 / 3MHz
- ▶ 自動識別探頭

## 高能量雷射



- ▶ 能量：4W Max
- ▶ 波長：980nm
- ▶ 頻率：100Hz ~ 10000Hz



## 電療

- ▶ 多達25種低 / 中頻治療波形
- ▶ 兩通道可同時獨立輸出

## 深層熱療(TECAR)



- ▶ 支援電容 / 電阻模式
- ▶ 能量：200W Max
- ▶ 操作模式：
  - Athermia (<37°C)
  - Homeothermy (37-39°C)
  - Diathermy (>39 °C)



## 磁場治療

- ▶ 磁場能量：最高可達 100Gauss Max
- ▶ 頻率：100Hz Max



## 應用軟體

### 簡單且直覺的操作介面

治療適應症：

- ▶ 急性外傷
- ▶ 亞急性病症
- ▶ 急性病症
- ▶ 退化性及慢性病症



總代理

華鋒科技股份有限公司

新北市三重區自由街29號1樓

電話:02-89835039

傳真:02-89835038